

# Reinigungsanleitung

Wie reinige ich meine Maske?

## Nasal-Masken

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate\*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

| Material der Maskenteile | per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel** | Spülmaschine bis 70 °C |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Kunststoff               | täglich                                                 | wöchentlich            |
| Silikon                  | täglich                                                 | wöchentlich            |
| Textil                   | wöchentlich                                             | –                      |

## Mund-Nasen-Masken

Gebrauchsdauer bis zu 12 Monate\*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

| Material der Maskenteile        | per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel** | Spülmaschine bis 70 °C |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Kunststoff                      | täglich                                                 | wöchentlich            |
| Winkel mit Notfallausatemventil | täglich                                                 | –                      |
| Silikon                         | täglich                                                 | wöchentlich            |
| Textil                          | wöchentlich                                             | –                      |

## Silentflow 3

Gebrauchsdauer 6 bis 12 Monate\*

| Komponenten     | per Hand in warmem Wasser mit mildem Reinigungsmittel** | Spülmaschine bis 70 °C |
|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Anschlusschülse | wöchentlich                                             | wöchentlich            |
| Mittelteil      | wöchentlich                                             | wöchentlich            |

### Allgemeine Hinweise:

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht die Gebrauchsanweisungen der einzelnen Produkte.

\* Die Gebrauchsdauer ist abhängig von der Reinigung und der verwendeten Reinigungsmittel, von der täglichen Tragedauer, vom Therapiedruck und von der individuellen Schweißsekretion. Die Nutzung des zweiten Maskenkissens (optional enthalten) verlängert nicht die Gebrauchsdauer.

\*\* Wir empfehlen für die tägliche Reinigung einen Spezialreiniger, wie z.B. Löwosan.



Auf unserem YouTube-Kanal finden Sie informative Anleitungen, Anwendungsbeispiele und hilfreiche Tipps:  
<https://www.youtube.com/@LoewensteinMedicalDeutschland>

CE 0197



  
 Löwenstein Medical Technology  
 Kronsaalsweg 40  
 22525 Hamburg, Deutschland

**Vertrieb + Service**  
 Löwenstein Medical  
 Arzbacher Straße 80  
 56130 Bad Ems, Deutschland  
 T. +49 2603 9600-0  
 F. +49 2603 9600-50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

