

HOSPITAL



AIRCON

Beheizter Atemgasbefeuchter.

AIRCON

Aktive Atemgasbefeuchtung neu definiert

Mit dem Aircon Atemgasbefeuchtungssystem steht ein neues Gesamtkonzept zur Verfügung, das für alle Patientengruppen geeignet ist und viele medizinische Einsatzgebiete abdeckt. Dank der zukunftsweisenden Funktionen und der verbesserten Peripherie findet der Atemgasbefeuchter Aircon im klinischen und außerklinischen Bereich große Akzeptanz.

Der Atemgasbefeuchter Aircon verbindet moderne Technik und innovatives Design zu einer gelungenen Einheit. Dabei erfüllt er die medizinischen Bedürfnisse und die ökonomischen Erwartungen des Marktes.

Das Ergebnis ist optimal physiologisch konditioniertes Atemgas, das die Schleimhäute des maschinell-beatmeten Patienten vor Austrocknung schützt und Beeinträchtigungen der mukoziliären Clearance verhindert.

Lieferumfang

Atemgasbefeuchter Aircon, 230V
Temperatursonde
Heizdrahtadapter (inspiratorisch + expiratorisch)
länderspezifische Netzleitung

Unsere Ein- und Doppelschlauchsysteme sind für Neonaten, Kinder und Erwachsene einsetzbar.

Wir bieten Konfigurationen für den klinischen Betrieb und die Heimbeatmung für alle gängigen Beatmungsgeräte.

Bestelldaten:

Art. Nr.	Beschreibung
AC 100.905	Atemgasbefeuchter Aircon, 120V (inkl. Temperatursonde, Heizdrahtverteilerkabel [i + e], Netzkabel)
AC 100.900	Atemgasbefeuchter Aircon, 230V (inkl. Temperatursonde, Heizdrahtverteilerkabel [i + e], Netzkabel)
AC 100.910	Temperatursonde
AC 100.929	Heizdrahtverteilerkabel [i + e]
AC 100.942	Heizdrahtverteilerkabel [i]
AC 500.300	Autofill Befeuchterkammer C200AF mit Prallplatte, maximale Füllmenge: 180 ml
AC 100.930	Länderspezifische Netzleitung



Alles aus einer Hand

In Kombination mit den zugehörigen Befeuchterkammern und Beatmungsschlauchsystemen steht Ihnen rund um den Aircon ein komplett ausgestattetes Atemgasbefeuchtungssystem zur Verfügung. Der Atemgasbefeuchter Aircon bietet maschinell-beatmeten Patienten in vielen Therapie-Formen sichere und leistungsstarke, aktive Befeuchtung.

BENUTZERFREUNDLICH

- 3,5" TFT Farbdisplay mit Dimm-Automatik
- Logische Menünavigation durch Symbole und Piktogramme
- Stand-by Funktion für notwendige therapeutische Betriebsunterbrechung

SICHER

- Durchdachtes Alarmmanagement
- Automatische Wasserfüllstands-Überwachung
- Ereignis- und Alarmprotokoll (auf PC exportierbar)

QUALITÄT

- Schutzklasse II für die klinische und außerklinische Anwendung
- Wenig Wartungsaufwand, keine Folgekosten
- Fertigung „Made in Germany“

LEISTUNGSSTARK

- 3 Funktionsmodi (IV, NIV, FREE)
- Zusätzliche Leistungsregelung des expiratorischen Heizdrahts
- Individuelle Einstellung der Befeuchtungsleistung
- Sparsamer Energieverbrauch durch vergrößerte Heizfläche



EFFIZIENT

- Für alle gängigen Beatmungsgeräte geeignet
- Sofort einsatzbereit durch Komplettausstattung
- Umfangreiche Zubehöerauswahl



Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
D-56130 Bad Ems

Tel.: +49 26 03/96 00-0
Fax: +49 26 03/96 00-50
Internet: hul.de

