

CORDAMED

Ihr Partner
für MRT-
Sicherheit.



Zertifizierte MRT-Kompatibilität
gemäß Testprotokoll TR0921-101.

MRT-Andockwagen

Patiententransport
von der ITS zum MRT

Ihre Vorteile:

- ✓ Baukastenprinzip
- ✓ Patientensicherheit
- ✓ Übersichtlichkeit
- ✓ Flexibilität
- ✓ Zeitersparnis
- ✓ MRT-Sicherheit



Weitere Informationen
zum Produkt.

Unsere Konfiguration für einen mobilen MRT-kompatiblen Intensivpflegeplatz:

Transportabler Patientenmonitor

IRadimed 3880

Der IRadimed 3880 Patientenmonitor ermöglicht die lückenlose Überwachung kritisch kranker Patienten während des gesamten MRT-Zyklus. Mit 30.000 Gauß Kompatibilität, einfacher Bedienung und innovativem Design sorgt er für höchste Sicherheit.



Infusionspumpe

MRidium® 3860+

Die MRT-kompatible Infusionspumpe aus antimagnetischen Materialien kann patientennah (10.000 Gauß) aufgestellt werden, zwei Infusionen gleichzeitig verabreichen und per Fernbedienung vom Kontrollraum aus bedient werden.



Beatmungsgerät

HAMILTON-MR1

Mit dem HAMILTON-MR1 ist die kontinuierliche Beatmung von Erwachsenen, Kindern und Neugeborenen während des Transports zwischen Intensivstation und MRT problemlos möglich. Das Gerät kann zudem stationär in der MRT-Abteilung eingesetzt werden und gewährleistet während der gesamten Untersuchung eine optimale Beatmungsleistung.



O2-Verteiler

Forano Entnahmestellenblock

MRT-kompatibler O2-Verteiler zur Erweiterung der Sauerstoffversorgung. Ermöglicht den gleichzeitigen Betrieb eines Beatmungsgeräts sowie die optionale Sauerstoffzufuhr mittels Flowmeter.

